

- Полужесткая прозрачная капельная камера позволяет визуализировать процесс каплепадения.
- Роликовый зажим (56 мм) позволяет вводить растворы с заданной скоростью от капельного до струйного истечения.
- Муфта инъекционная предназначена для ввода дополнительных инъекций.

Состав системы ПР-01:

- капельно-фильтрующий узел – 1 шт.
- трубка – 1 шт. (возможно изготовление систем со светонепроницаемой трубкой)
- роликовый или барабанный регулятор скорости потока
- муфта инъекционная или Y-образный порт (при необходимости)
- коннектор «Луер-Луер» или «Луер-Лок»
- игла инъекционная с колпачком – не более 5 шт. (при необходимости)
- переходник «Луер-Рекорд» (при необходимости)
- удлинительная линия / магистраль (при необходимости)
- первичная упаковка – 1 шт.

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier