


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЕ

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ серии ММО

(далее - маска) предназначена для ограничения передачи инфекционных агентов от персонала пациентам в медицинских помещениях общего профиля, а также может эффективно способствовать сокращению выхода инфекционных агентов из носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или пациента с клиническими симптомами.

Маска рассчитана для использования в медицинских помещениях общего профиля для полной защиты рабочей среды от капельного загрязнения выделениями из носовой полости и горла во время проведения медицинских процедур.

Маска предназначена для однократного (одноразового) использования в течение одной смены (не более 8 часов, в зависимости от условий эксплуатации).



Марки, типы масок по уровню защиты и их назначению

Марка маски	Тип маски по ГОСТ Р 58396	Назначение
ММО-I	I	Для использования пациентами медицинских учреждений в случаях повышенной эпидемиологической опасности при эпидемиях и пандемиях. (BFE≥95%)
ММО-II	II	Для использования медицинским персоналом в медицинских помещениях общего профиля. (BFE≥93%)
ММО-IRR	IRR	Для использования медицинским персоналом в операционных и медицинских помещениях с высокой вирулентной нагрузкой. (BFE≥93%)

МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЯ

Маска состоит из трех слоев:

1. нетканый материал «СпанБел»;
2. фильтрующий материал Мельтблаун;
3. нетканый материал «СпанБел».

Гарантийный срок хранения маски 4 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.