



SHANDONG YIGUANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование изделия медицинского назначения:

Системы инфузионные и трансфузионные однократного применения стерильные, под торговой маркой «UNIXFARM»: система для вливания инфузионных растворов, тип: IID-I

Область применения:

Системы инфузионные предназначены для вливания реципиенту инфузионных растворов как из жестких стеклянных или полимерных флаконов, так и из полимерных емкостей.

Указания по применению:

ВНИМАНИЕ! Не использовать при повреждении упаковки!

Не использовать для крови и ее компонентов!

Системы должны использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.

Для однократного применения. После использования утилизировать в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами.

Способ применения:

- проверьте целостность упаковки;
- разорвите упаковку и извлеките систему;
- плотно закройте роликовый зажим;
- снимите защитный колпачок с полимерной иглы и вставьте ее в штуцер контейнера (или флакон);
- откройте роликовый зажим, заполните капельную камеру на 2/3 объема;
- выпустите воздух из системы трубок;
- закройте роликовый зажим;
- снимите защитный колпачок с иглы и сделайте венепункцию;
- отрегулируйте скорость потока на нужное количество капель с помощью регулятора потока.

Условия хранения:

В упакованном виде в закрытом сухом помещении, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 85%

Срок годности: 3 года.

Системы используются в пределах срока годности при ненарушенной целостности индивидуальной упаковки.

Изготовитель (производитель): Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd., Китай
Адрес места производства: Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd., Sanjiu Science-Technology Industrial park, Chiping County, 252100, Shandong, China

Поставщик (импортер) в РБ: УП «УНИКСФАРМ»

Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к

Тел.: (+37517) 392-62-04; тел./факс: (+37517) 202-29-87

e-mail: unixfarmtd@gmail.com, 107495@gmail.com



SHANDONG YIGUANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование изделия медицинского назначения:

Системы инфузионные и трансфузионные однократного применения стерильные, под торговой маркой «UNIXFARM»: система для вливания инфузионных растворов, тип: IID-II

Область применения:

Системы инфузионные предназначены для вливания реципиенту инфузионных растворов как из жестких стеклянных или полимерных флаконов, так и из полимерных емкостей.

Указания по применению:

ВНИМАНИЕ! Не использовать при повреждении упаковки!

Не использовать для крови и ее компонентов!

Системы должны использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.

Для однократного применения. После использования утилизировать в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами.

Способ применения:

- проверьте целостность упаковки;
- разорвите упаковку и извлеките систему;
- плотно закройте роликовый зажим;
- снимите защитный колпачок с полимерной иглы и вставьте ее в штуцер контейнера (или флакон);
- откройте роликовый зажим, заполните капельную камеру на 2/3 объема;
- выпустите воздух из системы трубок;
- закройте роликовый зажим;
- снимите защитный колпачок с иглы и сделайте венепункцию;
- отрегулируйте скорость потока на нужное количество капель с помощью регулятора потока.

Условия хранения:

В упакованном виде в закрытом сухом помещении, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 85%

Срок годности: 3 года.

Системы используются в пределах срока годности при ненарушенной целостности индивидуальной упаковки.

Изготовитель (производитель): Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd., Китай
Адрес места производства: Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd., Sanjiu Science-Technology Industrial park, Chiping County, 252100, Shandong, China

Поставщик (импортер) в РБ: УП «УНИКСФАРМ»

Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к

Тел.: (+37517) 392-62-04; тел./факс: (+37517) 202-29-87

e-mail: unixfarmtd@gmail.com, 107495@gmail.com