



## Сравнение помп MiniMed®



MiniMed Paradigm®

Улучшение контроля гликемии и качества жизни по сравнению с многократными ежедневными инъекциями<sup>1-23</sup>



MiniMed Paradigm®  
REAL-Time

Более эффективный контроль гликемии, благодаря непрерывному мониторингу глюкозы и предупреждающим сигналам<sup>1,24-34</sup>



MiniMed Paradigm® Veo™  
с остановкой подачи инсулина при низком уровне глюкозы

Круглосуточная защита от гипогликемии, подтвержденная клиническими испытаниями<sup>35,36</sup>

Модель помпы	MMT-715	MMT-522, MMT-722	MMT-554, MMT-754
Базальный режим	<ul style="list-style-type: none"> <li>Базальные дозы от 0,05 до 35,0 ед/ч</li> <li>До 48 базальных доз в день</li> <li>3 настраиваемых базальных профиля</li> <li>Установка временной базальной дозы в ед/ч и %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Базальные дозы от 0,05 до 35,0 ед/ч</li> <li>До 48 базальных доз в день</li> <li>3 настраиваемых базальных профиля</li> <li>Установка временной базальной дозы в ед/ч и %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Базальные дозы от 0,025 до 35,0 ед/ч</li> <li>До 48 базальных доз в день</li> <li>3 настраиваемых базальных профиля</li> <li>Установка временной базальной дозы в ед/ч и %</li> </ul>
Болюс	<ul style="list-style-type: none"> <li>Болюс от 0,1 до 25 единиц</li> <li>Углеводный коэффициент от 0,1 до 5,0 ед/ХЕ</li> <li>3 типа болюса: стандартный, квадратной волны и двойной волны</li> <li>Функция «Помощник болюса» (Bolus Wizard®)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Болюс от 0,1 до 25 единиц</li> <li>Углеводный коэффициент от 0,1 до 5,0 ед/ХЕ</li> <li>3 типа болюса: стандартный, квадратной волны и двойной волны</li> <li>Функция «Помощник болюса» (Bolus Wizard®)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Болюс от 0,025 до 75 единиц</li> <li>Углеводный коэффициент от 0,075 до 15,0 ед/ХЕ</li> <li>Отображение уровня активного инсулина</li> <li>3 типа болюса: стандартный, квадратной волны и двойной волны</li> <li>Функция «Помощник болюса» (Bolus Wizard®)</li> </ul>
Непрерывный мониторинг глюкозы*	Нет	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-часовой и 24-часовой графики</li> <li>Предупреждающие сигналы о высоком или низком уровне глюкозы</li> <li>Стрелки скорости изменения уровня глюкозы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Остановка подачи инсулина при низком уровне глюкозы</li> <li>Прогнозирующие предупреждающие сигналы об уровне глюкозы</li> <li>Предупреждающие сигналы о скорости изменения уровня глюкозы</li> <li>3-, 6-, 12- и 24-часовые графики</li> <li>Предупреждающие сигналы о высоком или низком уровне глюкозы: <b>8 пар границ</b></li> <li>Стрелки скорости изменения уровня глюкозы</li> </ul>
Напоминания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Напоминание о проверке уровня глюкозы в крови</li> <li>8 настраиваемых напоминаний</li> <li>Вибрация или звуковой сигнал</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Напоминание о проверке уровня глюкозы в крови</li> <li>8 настраиваемых напоминаний</li> <li>Вибрация или звуковой сигнал</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Напоминание о пропущенном пищевом болюсе</b></li> <li>Напоминание о проверке уровня глюкозы в крови</li> <li>8 настраиваемых напоминаний</li> <li>Вибрация или звуковой сигнал</li> </ul>
Резервуары	3 мл или 1,8 мл	MMT-522: 1,8 мл MMT-722: 3 мл или 1,8 мл	MMT-554: 1,8 мл MMT-754: 3 мл или 1,8 мл
Габариты	5,1 x 9,4 x 2,0 см	MMT-522: 5,1 x 7,6 x 2,0 см MMT-722: 5,1 x 9,4 x 2,0 см	MMT-554: 5,1 x 8,3 x 2,0 см MMT-754: 5,1 x 9,4 x 2,1 см
Вес	108 грамм (с батареей**)	MMT-522: 100 грамм (с батареей**) MMT-722: 108 грамм (с батареей**)	MMT-554: 95 грамм (с батареей**) MMT-754: 102 грамма (с батареей**)
Цвета	Прозрачный, серый, малиновый, синий	Прозрачный, серый, малиновый, синий	Прозрачный, серый, малиновый, синий, <b>розовый</b>
Гарантия	4 года	4 года	4 года