



Инфузионная система Infusomat Space Line Standart

ИМ-7.108401

Производитель: B.Braun Melsungen AG

Технические характеристики:

Тип.....инфузионная система

Для волюметрических насосов.....да

Инфузия.....под давлением

Шип.....пластиковый

Длина.....250 см / 300 см

Фильтр.....15 мкм

Описание

Infusomat Space Line Standart – одноразовая стерильная оригинальная инфузионная система для волюметрических насосов Инфузомат Спэйс и Инфузомат фмс.

Описание:

- Удобная капельная камера – острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров
- Непроницаемый для бактерий закрывающийся вентиляционный канал
- 20 капель = 1 ± 0.1 мл (aqua dest.)
- Фильтр 15 мкм
- Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии
- Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто
- Дополнительный встроенный в систему зажим предупреждает свободный ток, автоматически срабатывая при смене магистрали
- Роликовый зажим с держателем системы и специальным разъемом для наконечника для безопасной утилизации

Infusomat Space Line Standart		
Кат. №	Трубка	Дополнения
8700036SP	PVC 250 мм	-


8270350SP	PVC 300 мм	Удлиненная трубка
8250731SP	Neutrapur 250 мм	-
8700110SP	Neutrapur 300 мм	Safeflow порт
8700087SP	PVC 270 мм	Eurofix порт

В упаковке: 100 шт.

Варианты систем серии Infusomat Space Line:

- Infusomat Space Line Standart – стандартная система
- Infusomat Space Line SafeSet – с переходником для промывания системы
- Infusomat Space Line Piggy-back
- Infusomat Space Line Transfusion – трансфузионная система
- Infusomat Space Line Light Protection – для светочувствительных препаратов
- Infusomat Space Line Enteral Nutrition – для энтерального питания
- Infusomat Space Line Neonatology
- Infusomat Space Line Oncology – для онкологии (фильтр 0.2 мкм)
- Infusomat Space Line Cyto-Set – для введения цитостатиков (фильтр 15 мкм)

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier