

Цито-Сет

Инфузионные системы специального назначения

Цито-Сет — инфузионные системы для приготовления и введения цитостатиков



- Замкнутая система от приготовления и введения препарата до его утилизации
- Контакт с цитостатиком при соединении с коннекторами исключен
- Использование только безыгольных соединений
- Цито-Сет Микс: безопасное приготовление препарата
- Цито-Сет Инфузия/Инфузомат: безопасное введение препарата
- Не содержит ПВХ и латекс
- Коннекторы Сэйфсайт предотвращают протечки и случайные уколы иглой
- PrimeStop с поворотным коннектором Люэр лок исключает риск вытекания цитостатика при заполнении и подключении линии

Наименование	Описание	Упаковка	Кат. №
Приготовление раствора цитостатика			
Цито-Сет Микс	Система с инъекционным портом Сэйфсайт	20	A2901N
Цито-Сет Лайн	Система без инъекционного порта	20	A2581NF ✓
Введение цитостатика (гравитационная инфузия)			
Цито-Сет Инфузия	Система с 3 инъекционными портами Сэйфсайт	20	A1686 ✓
Цито-Сет Инфузия	Система с 5 инъекционными портами Сэйфсайт	20	A1685SNF
Введение цитостатика (инфузия под давлением)			
Цито-Сет Инфузомат	Система с 3 инъекционными портами Сэйфсайт	20	8250910SP
Цито-Сет Инфузомат	Система с 5 инъекционными портами Сэйфсайт	20	8250812SP
Цито-Сет Инфузомат	Система с 5 инъекционн. портами Сэйфсайт и фильтром 0,2 мкм	20	8250413SP
Цито-Сет адаптер для насоса	Система с 4 инъекционными портами Сэйфсайт	20	A1672S0
Фильтр-канюли			
Мини-Спайк Хемо	см. стр. 6	50	4550587

✓ Наиболее востребованная продукция