



MiniMed Paradigm®

Улучшение контроля гликемии и качества жизни по сравнению с многократными ежедневными инъекциями¹⁻²³

Больше гибкости и свободы в повседневной жизни

- До 48 базальных доз в сутки позволяют удовлетворить изменяющиеся потребности организма в инсулине на протяжении дня и ночи.
- 3 базальных профиля дают возможность компенсировать временные изменения активности, такие как спорт, изменение режима сна в выходные дни, менструальный цикл и т.д.
- Временная базальная доза позволяет мгновенно изменять базальный инсулин в случае незапланированных физических нагрузок или непредвиденных ситуаций.

Простое и точное введение болюсов

- Функция «Помощник болюса» (Bolus Wizard®) рассчитывает болюс инсулина на прием пищи или для коррекции высокого уровня глюкозы в крови. Она учитывает количество активного инсулина от предыдущих болюсов и до 8 настроек целевых показателей уровня глюкозы в крови, коэффициентов чувствительности к инсулину и углеводных коэффициентов. После настройки «Помощника болюса» для введения болюса достаточно нажать кнопку «В» и ввести уровень глюкозы в крови и количество пищи.
- 3 типа болюса (стандартный, квадратной волны и двойной волны) позволяют выбрать режим введения болюса с учетом особенностей принимаемой пищи.

Оптимизация терапии

- Онлайн-программа CareLink® Personal* генерирует подробные отчеты для выявления проблем и может помочь снизить уровень HbA1c.³⁷
- Напоминание о проверке уровня глюкозы в крови можно установить на срок от 30 минут до 5 часов после введения болюса.**
- 8 настраиваемых напоминаний помогут не забыть измерить уровень глюкозы в крови, поесть, ввести болюс и т.д.

Основные характеристики

Модель помпы	MMT-715
Базальный режим	<ul style="list-style-type: none"> • Базальные дозы от 0,05 до 35,0 ед/ч • До 48 базальных доз в день • 3 настраиваемых базальных профиля • Установка временной базальной дозы в ед/ч или в %
Болюс	<ul style="list-style-type: none"> • Болюс от 0,1 до 25 единиц • Углеводный коэффициент от 0,1 до 5,0 ед/ХЕ • 3 типа болюса: стандартный, квадратной волны и двойной волны • Функция «Помощник болюса» (Bolus Wizard®)
Непрерывный мониторинг глюкозы	Нет
Напоминания	<ul style="list-style-type: none"> • Напоминание о проверке уровня глюкозы в крови • 8 настраиваемых напоминаний • Вибрация или звуковой сигнал
Резервуары	3 мл или 1,8 мл
Габариты	5,1 x 9,4 x 2,0 см
Вес	108 грамм (с батарейкой*)
Цвета	Прозрачный, серый, синий, малиновый
Гарантия	4 года



Прозрачный
MMT-715WWL



Серый
MMT-715WWS



Синий
MMT-715WWB



Малиновый
MMT-715WWP