

Улучшенный набор интродьюсеров для чрескожной трахеостомии Ciaglia Blue Rhino® G2

С ТРАХЕОСТОМИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ С КОНИЧЕСКИМ ОКОНЧАНИЕМ VERSATUBE™

Используется для управляемой плановой постановки трахеостомической трубки ниже перстневидного хряща.



КОМПОНЕНТЫ

- Расширитель для чрескожной трахеостомии Ciaglia Blue Rhino G2 с предварительно загруженным направляющим катетером
- Проводник диаметром 0,052 inch (1,32 мм) с отметками положения
- Загрузочные расширители для трахеостомической трубки
- Игла интродьюсера (15 калибр, 7 см)
- Игла оболочки FEP (15 калибр, 7 см)
- Расширитель (14,0 Fr, 6,5 см)
- Одноразовый скальпель, №15
- Одноразовый шприц
- Красный держатель острых игл
- Гелеобразная смазка
- Марлевые тампоны

Номер для заказа	Каталожный номер изделия	Загрузочный расширитель, Fr	Внутренний диаметр трахеостомической трубки, мм
G55650	C-PTIS-350-NC-G-VT7	21,0, 24,0, 27,0	7
G55651	C-PTIS-350-NC-G-VT8	21,0, 24,0, 27,0	8
G55652	C-PTIS-350-NC-G-VT9	21,0, 24,0, 27,0	9

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. Обращайтесь к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

C-PTIS-350-NC-G

21,0, 24,0, 27,0

-