

# МАГНИТОТЕРАПИЯ

## BTL-5000

Совмещая 4 независимых канала, аппарат BTL-5000 является мощной системой магнитотерапии. Магнитотерапевтические аппликаторы оснащены технологией Сфокусированного Магнитного Поля (FMF™). Эта интегрированная система повышает безопасность врача, сохраняя при этом постоянный терапевтический эффект для пациента.

Аксессуары для BTL-5000 Magnet




Аппликатор диск



Аппликатор двойной диск



Аппликатор мульти-диск



Линейный аппликатор



Соленоид 30 см



Соленоид 60 см



Аппликатор кольцо



Магнитотерапевтическая кушетка с соленоидом 70 см



## BTL-5920 MAGNET

- 2 независимых канала магнитотерапии
- Одновременное подключение 2 аппликаторов
- Большой 8,4" цветной сенсорный экран
- Предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия
- База данных пациентов



## BTL-5940 MAGNET

- 4 независимых канала магнитотерапии
- Одновременное подключение 4 аппликаторов
- Большой 8,4" цветной сенсорный экран
- Предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия
- База данных пациентов

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА BTL-5000 MAGNET

- Доступен для последующей модернизации
- Технология Сфокусированного Магнитного Поля (FMF)<sup>TM</sup>
- Импульсное магнитное поле — прямоугольные, экспоненциальные, синусоидальные и треугольные импульсы
- Удобные и легкие аппликаторы
- Тележка\*

\*опционально

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BTL-5000 MAGNET

Модель	BTL-5920 MAGNET	BTL-5940 MAGNET
Номер заказа	P5920.101	P5940.101
Экран	8,4"/5,7"	8,4"/5,7"
База данных пациентов	•	•
Количество независимых каналов	2	4
Количество одновременно подключаемых аппликаторов	2	4
Максимальная интенсивность магнитного поля	128 мТл	128 мТл
Модуляция частоты	0-166 Гц	0-166 Гц
Размеры	230 × 390 × 260 мм	
Вес	4,7-5,3 кг	
Питание от сети	230 В, 50-60 Гц, 115 В, 50-60 Гц	
Стандартные аксессуары	Кабель питания, руководство пользователя	

#### Опциональные аксессуары

Номер заказа P5900.001	Аппликатор диск	Номер заказа P5900.014	Фиксирующий ремень для магнитного аппликатора (диск) 60 см
Номер заказа P5900.002	Аппликатор двойной диск	Номер заказа P5900.015	Фиксирующий ремень для магнитного аппликатора (двойной диск) 85 см
Номер заказа P5900.003	Аппликатор мульти-диск	Номер заказа P5900.016	Фиксирующий ремень для магнитного аппликатора (мульти-диск) 190 см
Номер заказа P5900.004	Линейный аппликатор	Номер заказа P5900.007	Удлинитель для магнитотерапевтического аппликатора
Номер заказа P5900.005	Аппликатор малый соленоид 30 см	Номер заказа P5000.060	Цветная версия для BTL-5000 с TFT 8.4" сенсорным экраном
Номер заказа P5900.006	Аппликатор большой соленоид 60 см		
Номер заказа P5900.013	Аппликатор кольцо		
Номер заказа P2000.001	Тележка для BTL-4000 Smart/Premium, BTL-5000		
Номер заказа P5900.017	Магнитотерапевтическая кушетка с соленоидом 70 см		