

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСАДОК (ОПЦИЯ)



A6 – «точка»

- Насадка AkuSt
- Диаметр 6 мм
- Ударно-волновая акупунктура
- Глубина проникновения: 0-20 мм



C15 – «Керамика»

- Насадка CERAmA-x®
- Диаметр 15 мм
- Места креплений сухожилий
- Глубина проникновения 0-35 мм



F15 – «Мягкость»

- Насадка Focus-Lens
- Диаметр 15 мм
- Поверхностные болевые зоны, жевательная мускулатура, ШОП
- Глубина проникновения: 0-30 мм



D20-T – «Золотой» излучатель

- Диаметр 20 мм
- Для работы с профессиональными спортсменами
- Высокоэнергетическое воздействие
- Глубина проникновения 0-50 мм



D35-S – большой излучатель

- Насадка D-ACTOR®
- Диаметр 20 мм
- Мышечные и соединительные ткани, крупные
- Глубина проникновения: 0-60 мм



T-10 – насадка «Палец»

- Интенсивность воздействия
- Для более концентрированного и глубокого воздействия за счет продавливания мягких тканей: триггер глубоко расположенные энтезопатии.
- Глубина лечения до 40 мм

КОМПЛЕКТ НАСАДОК PERI-ACTOR® – ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФАСЦИИ (ОПЦИЯ)

- PERI-ACTOR® «Кулак»
- PERI-ACTOR® «Лопатка»
- PERI-ACTOR® «Сфера»
- PERI-ACTOR® «Скребок»



КОМПЛЕКТ НАСАДОК SPINE-ACTOR® – ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫХ МЫШЦ (ОПЦИЯ)

- SPINE-ACTOR® 1 (ширина промежутка: 20 мм)
- SPINE-ACTOR® 2 (ширина промежутка: 27,5 мм)
- SPINE-ACTOR® 3 (ширина промежутка: 35 мм)




АППЛИКАТОР ДЛЯ ВИБРОСТИМУЛЯЦИИ V-АСТОР (ОПЦИЯ)

- Вибротерапия на частотах 1 - 50 Гц (активирующее лечение - 21-35 Гц детонизирующее лечение - 36-50 Гц)
- Тип вибрации - перкуссия
- Сменные насадки: 25 мм; 40 мм; 10 мм шариковая (опция)
- Вес: 750 г



КЕЙС НА КОЛЕСАХ С ВЫДВИЖНОЙ РУЧКОЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ АППАРАТА (ОПЦИЯ)



ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АППАРАТА (ОПЦИЯ)

