

## Dolphin VT™ Ciaglia с применением баллона Набор интродьюсеров для трахеостомии

Используется для управляемой плановой постановки трахеостомической трубки ниже перстневидного хряща.



### КОМПОНЕНТЫ

- Трахеостомический интродьюсер Dolphin VT
- Устройство для раздувания Cook (нет на изображении)
- Игла интродьюсера EchoTip® 18 калибра
- Игла оболочки FEP 18 калибра
- Проводник с отметками расположения
- Расширитель 14 Fr
- Одноразовый безопасный скальпель, №15
- Одноразовый шприц
- Красный держатель острых игл
- Изогнутый кровоостанавливающий зажим
- Гелеобразная смазка
- Марлевые тампоны
- Измерительная лента
- Простыня для всего тела с прозрачным пластиковым окном (нет на изображении)

Номер для заказа	Каталожный номер изделия	Загрузочный расширитель, Fr	Внутренний диаметр трахеостомической трубки, мм
<b>С трахеостомической трубкой с коническим окончанием VersaTube™</b>			
G55593	C-PTBS-2400-VT8	24	8
G55595	C-PTBS-2700-VT9	27	9

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. Обращайтесь к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

