

AHN myTube® Microcentrifuge Tubes

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Микроцентрифужные пробирки AHN myTube®

Micro Tubes 0.5 mL | 1.5 mL | 2.0 mL


Простое и безопасное обращение - эргономичная конструкция крышки с наконечниками для шарнирной ориентации (1,5 мл / 2,0 мл) и безопасный фиксатор, позволяющий легко и надежно открывать и закрывать пробирку / дно и крышка не имеют острых концов, перчатки не будут повреждены / колпачок тюбика прокалывается

Быстрая и простая проверка объема - пробирки оснащены точными градуировками / пробирка на 1,5 мл с дополнительным пространством на 0,2 мл и пробирка на 0,5 мл с дополнительным пространством на 0,1 мл для замораживания / кипячения

Простая идентификация образца - матовая область маркировки для удобной маркировки
Оптическое измерение и непревзойденная четкость
Исключение загрязнения и потери образца - высококачественное сырье соответствует стандартам чистоты, обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям и отличной химической стойкостью.

Технические характеристики центрифуги: до 20,000 x g
- пробирка 0,5 мл до 25,000 x g - пробирка 1,5 мл / 2,0 мл

Сохранение целостности образца - доступна стерильная версия
Стерильное обращение - микропробирки можно автоклавируют (открывать при 121 °C / 15 мин)



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



Объем	Размер	Цвет	Стерильность	Упаковка	Трансп.упак.
0.5 мл	31.6 mm	прозрачн	■	пакет	5x1000
		прозрачн	■	пакет	16x500
1.5 мл	40.9 mm	прозрачн	■	пакет	10x500
		черный*	■	пакет	16x500
2.0 мл	41.7 mm	прозрачн	■	пакет	16x500
		прозрачн	■	пакет	10x500

*защита светочувствительных образцов

K. Marsch
AHN Biotechnologie GmbH
Uthleber Weg 14
D-99734 Nordhausen
fon +49 3661 65242-0
fax +49 3661 65242-90
www.ahn-biotech.de

