

Микропробирки SafeSeal

- Надёжная фиксация крышки даже при тепловой нагрузке благодаря удерживающему выступу
- Широкая поверхность прилегания крышки для лёгкого и точного закрывания
- Большая поверхность для нанесения надписей на крышке
- Выдерживают центрифугирование до 30 000 g (2 мл пробирки - до 25 000 g)*
- 3 степени чистоты для самых строгих требований



Пробирки SafeSeal 0,5 мл из полипропилена, с широкой петлёй

Кат. №	Длина/Ø, мм	Цвет	Упаковка, шт. в пакете	Упаковка, шт. в коробке
72.704	30/7,8	бесцветный	500	2 000
72.704.001	30/7,8	коричневый	500	2 000
72.704.002	30/7,8	красный	500	2 000
72.704.004	30/7,8	жёлтый	500	2 000
72.704.005	30/7,8	зелёный	500	2 000
72.704.006	30/7,8	синий	500	2 000

• PCR Performance Tested

72.704.400	30/7,8	бесцветный	250	2 000
------------	--------	------------	-----	-------

• Biosphere® plus (стерильные), малые упаковочные единицы

72.704.200	30/7,8	бесцветный	50	500
------------	--------	------------	----	-----



Пробирки SafeSeal 1,5 мл из полипропилена, с широкой петлёй

Кат. №	Длина/Ø, мм	Цвет	Упаковка, шт. в пакете	Упаковка, шт. в коробке
72.706	39/10,8	бесцветный	250	2 000
72.706.001	39/10,8	коричневый	250	2 000
72.706.002	39/10,8	красный	250	2 000
72.706.004	39/10,8	жёлтый	250	2 000
72.706.005	39/10,8	зелёный	250	2 000
72.706.006	39/10,8	синий	250	2 000

• PCR Performance Tested

72.706.400	39/10,8	бесцветный	250	2 000
------------	---------	------------	-----	-------

• Biosphere® plus (стерильные), малые упаковочные единицы

72.706.200	39/10,8	бесцветный	50	500
72.706.201	39/10,8	бесцветный	индивидуально в блистере	120



Пробирки SafeSeal 2,0 мл из полипропилена, с широкой петлёй

Кат. №	Длина/Ø, мм	Цвет	Упаковка, шт. в пакете	Упаковка, шт. в коробке
72.695.500	40/10,8	бесцветный	250	2 000
72.695.001	40/10,8	коричневый	250	2 000
72.695.002	40/10,8	красный	250	2 000
72.695.004	40/10,8	жёлтый	250	2 000
72.695.005	40/10,8	зелёный	250	2 000
72.695.006	40/10,8	синий	250	2 000
72.695.007	40/10,8	лиловый	250	2 000

• PCR Performance Tested

72.695.400	40/10,8	бесцветный	250	2 000
------------	---------	------------	-----	-------

• Biosphere® plus (стерильные), малые упаковочные единицы

72.695.200	40/10,8	бесцветный	50	500
72.695.201	40/10,8	бесцветный	индивидуально в блистере	120

* При заполнении номинального объема деионизированной водой при 20°С в течение 90 минут в угловом роторе.

Боксы для хранения и специальные штативы для пробирок см. стр. 110-117.