

## Набор универсальных катетеров для экстренной крикотиротомии Melker

Используется для экстренного доступа в дыхательные пути при невозможности выполнения обычной эндотрахеальной интубации.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступ в дыхательные пути обеспечивается стандартной методикой с проводником (по Сельдингеру) через эластический конус.

### КОМПОНЕНТЫ

#### Методика Сельдингера

- Игла интродьюсера
- Игла интродьюсера катетера FEP
- Шприц
- Скальпель
- Проводник
- Изогнутый расширитель
- Катетер для воздухоносных путей

#### Хирургическая методика

- Безопасный скальпель, №11
- Расширители Trousseau
- Трахеальный крючок
- Тупоконечный изогнутый расширитель
- Клейкая лента для фиксации трубки

Номер для заказа	Каталожный номер изделия	Длина катетера, см	Внутренний диаметр катетера, мм
G32442	C-TCCSB-500-UNI-CA	9	5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. Обращайтесь к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.